

Cewnik T-DOC, pęcherzowy, podwójny, radiologiczny 7F

Opis produktu:

Cewnik T-DOC, CAT 885.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cewnik przeznaczony jest do cystometrii pęcherza oraz cewki moczowej z wykorzystaniem fluoroskopu. Cewnik posiada dwa czujniki umieszczone w odległości 6cm od siebie. Odpowiednie markery pozwalają na dokładne określenie położenia czujnika w pęcherzu oraz w cewce moczowej przy pomocy fluoroskopu.

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

materiał:

nie zawiera lateksu

średnica:

7F

ciśnienie:

Pęcherzowe Pves, oraz cewki moczowej Pura

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk

(opakowanie zbiorcze)