

Cewnik T-DOC, pęcherzowy, pojedynczy, radiologiczny 7F



Opis produktu:

Cewnik T-DOC, CAT 905.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cewnik przeznaczony do cystometrii pęcherza podczas fluoroskopii. Cewnik nadaje się do zastosowania zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Odpowiednie markery pozwalają na dokładne określenie położenia czujnika w pęcherzu podczas fluoroskopii.

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

10szt.

Materiał:

nie zawiera lateksu

Średnica:

7F

Cisnienie:

Pęcherzowe Pves

Informacje:

Model:

Ilość urodynamika sztuki : 1 sztuka, 10 sztuk (opakowanie zbiorcze)

