

Elektroda waginalna ciśnieniowa

Opis produktu:

0Elektroda waginalna ciśnieniowa PRB 113.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Miękka sonda wypełniona powietrzem, wykonana z elastomeru silikonowego medycznej klasy. Powietrze jest wprowadzane i wyciągane przy pomocy strzykawki w celu pomiaru ciśnienia.

Należy korzystać wyłącznie z waginalnymi drenami ciśnieniowymi **PRB080**

Ilość w opakowaniu:

1szt.

materiał:

nie zawiera lateksu, sterylne

długość:

11cm.

Informacje:

Kategoria: Elektrody i akcesoria do fizjoterapii uroginekologicznej
Elektrody w promocji: Tak

Model: