



Zestaw jednorazowego przetwornika ciśnienia, DPT.

Opis produktu:

Zestaw jednorazowego przetwornika ciśnienia, DPT (zestaw zawiera przetwornik z dwoma kranikami, linię przedłużającą oraz strzykawkę).

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw zaprojektowany z myślą o zabiegach urodynamicznych. Wykorzystywany w systemach Mediwatch oraz Medtronic.

W skład zestawu wchodzi:

- przetwornik z dwoma zaworami
- linia przedłużająca
- strzykawka

złącza:

PvB/Złącze męskie typu Luer

Informacje:

Model: