



CEFAR PERISTIM PRO - elektrostymulator dwukanałowy

Opis produktu:

Dwukanałowy elektrostymulator oferujący 9 programów, zasilany dwoma bateriami (AA).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cefar Peristim Pro - dwukanałowy elektrostymulator

Urządzenie **Cefar Peristim Pro** posiada aż 9 programów do leczenia nietrzymania moczu, bólu związanego z zaburzeniami **zapalenia pęcherza** oraz do **stymulacji nerwów krzyżowych** lub **stymulacji punktów akupunkturalnych**. Elektrostymulator Cefar Peristim Pro zasilany jest poprzez dwie baterie akumulatorki (AA).

Cechy urządzenia:

- Stymulacja przy wykorzystaniu sond waginalnych, analnych lub elektrod powierzchniowych.
- Programowalność: Urządzenie pozwala na dodanie 3 spersonalizowanych programów.
- Podświetlenie ekranu: Urządzenie Cefar Peristim Pro posiada duży wyświetlacz, który jest podświetlany, polepszając tym samym czytelność w pomieszczeniach słabo oświetlonych.
- Inne zalety: **funkcja pauzy, blokada programu, blokada kluczem, autodiagnoza.**
- Dwa lata gwarancji.

Zastosowanie elektrostymulatora Cefar Peristim PRO

- uśmierzanie bólu,
- nietrzymanie moczu.

Dostępne elektrody:

Produkty dostępne w zakładce: "Produkty powiązane"

A - Saint-Cloud Classic

Dwupierścieniowe sondy waginalne Elektrody pierścieniowe pozwalają na stymulację całej ścianki waginalnej. Wydłużona końcówka poprawia uchwyt. Przewężony kształt zmniejsza ryzyko wypadnięcia podczas terapii.

B - Saint-Cloud Plus - sonda waginalna

Niska, boczna pozycja dużych elektrod ułatwia pracę mięśni i poprawia komfort stymulacji. Specjalny kołnierz utrzymuje sondę na optymalnej głębokości. Rozłączane przewody umożliwiają pełne zanurzenie sondy w kąpeli dezynfekującej.

C - Saint-Cloud - sonda analna

Pierścień o kącie zakrzywienia 110 stopni umożliwia pracę mięśni dźwigacza odbytu i zwieracza. Wydłużona końcówka poprawia uchwyt. Specjalna budowa zmniejsza ryzyko wypadnięcia podczas terapii.

G - Adaptery zatrzaskowe

Adaptery służące do podłączenia elektrod do przewodów. Adaptery te pozwalają na podłączenie elektrod do dowolnego urządzenia typu Intellect®.

Informacje:

Przeznaczenie: uroginekologia / urologia
Waga: 180 g
Klasyfikacja: produkt medyczny
Ilość kanałów: 2
Ilość gotowych programów: 9
Rodzaj stymulatora: przewodowe
Typy prądów: TENS
Typy prądów: ciągła
Typy prądów: przerywana
Wymiary: 12 x 5 x 3 cm
Pobór mocy: 85 W
Zasilanie: 2 x 1.5 V AA baterie jednorazowe
Zasilanie: 2 x 1.2 V baterie AA wielokrotnego ładowania
Częstotliwość: max. 120 Hz
Natężenie prądu: 0-99.5 mA
Programy użytkownika: 3

Model: