



CEFAR BASIC - dwukanałowy elektrostymulator

Opis produktu:

Dwukanałowy elektrostymulator oferujący 3 programy, zasilany akumulatorkami, w zestawie elektrody samoprzylepne.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dwukanałowy elektrostymulator oferujący 3 programy, zasilany akumulatorkami, w zestawie elektrody samoprzylepne.

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna
 Klasyfikacja: produkt medyczny
 Ilość kanałów: 2
 Ilość gotowych programów: 3
 Rodzaj stymulatora: przewodowe
 Typy prądów: TENS

Model: