



Jednokanałowy elektrostymulator Cefar Easy

Opis produktu:

Jednokanałowy elektrostymulator oferujący 2 programy, zasilany akumulatorkami, w zestawie elektrody samoprzylepne.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednokanałowy elektrostymulator oferujący 2 programy, zasilany akumulatorkami, w zestawie elektrody samoprzylepne.

Zastosowanie elektrostymulatora Cefar Easy

- Uśmierzanie bólu

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna
 Klasyfikacja: produkt medyczny
 Ilość kanałów: 1
 Ilość gotowych programów: 2
 Rodzaj stymulatora: przewodowe
 Typy prądów: TENS

Model: