



CEFAR FEMINA - elektrostymulator dwukanałowy

Opis produktu:

Cefar Femina to dwukanałowy elektrostymulator oferujący 5 programów, zasilany dwoma akumulatorami (AA). W zestawie elektrody samoprzylepne.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cefar Femina - dwukanałowy elektrostymulator

Cefar Femina to **2-kanałowy elektrostymulator** dedykowany kobietom w okresie okołoporodowym. Elektrostymulator **Cefar Femina** to urządzenie medyczne, zasilane dwoma bateriami (AA). Dołączona do zestawu smycz i łatwy sposób fiksacji kabla umożliwiają używanie aparatu podczas porodu.

Urządzenie zostało opracowane we współpracy z lekarzami, położnymi i fizjoterapeutami. Dedykowane programy pozwalają **uśmierzyć dolegliwości bólowe** w trakcie porodu bez konieczności używania środków farmakologicznych powodujących negatywne skutki dla dziecka. W odróżnieniu od konkurencyjnych urządzeń, **Cefar Femina** posiada dodatkowe programy: pierwszy, wspomagający **drenaż kończyn dolnych** oraz drugi ze **stymulacją EMS**, który skraca czas powrotu do sprawności po porodzie. Dodatkowo aparat może być również wykorzystywany podczas **bolesnych miesiączek**, lub bólów **dolnego odcinka kręgosłupa** podczas menstruacji.

Cechy szczególne:

- 5 programów,
- prostota obsługi,
- niewielkie wymiary i waga,
- możliwość korzystania podczas położu oraz w ciąży,
- brak efektów ubocznych dla pacjentki, płodu i/lub dziecka,
- 2 poziomy stymulacji.

Zastosowanie elektrostymulatora Cefar Femina

- uśmierzanie bólu,
- rehabilitacja mięśni,
- poprawa krążenia.

Informacje:

Przeznaczenie: uroginekologia / urologia
Waga: ok. 180 g
Klasyfikacja: produkt medyczny
Ilość kanałów: 2
Ilość gotowych programów: 5
Rodzaj stymulatora: przewodowe
Typy prądów: TENS
Wymiary: 120 x 50 x 30 mm
Zasilanie: 2 baterie (AA) 1.5V (nieładowalne) lub 1.2V (akumulatorki)
Częstotliwość: 80 Hz
Max rezystancja: 1500
Natężenie prądu: 80 Hz, 30 mA: 150 mA, 0-60 mA

Model: