

Elektrody dopochwowe Complex

Opis produktu:

Elektrody dopochwowe do aparatów Complex.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody dopochwowe do aparatów Cefar Complex

SAINT-CLOUD CLASSIC elektroda waginalna

Dwupierścieniowe elektrody waginalne. Elektrody pierścieniowe pozwalają na stymulację całej ścianki waginalnej. Wydłużona końcówka poprawia uchwyt. Przewężony kształt zmniejsza ryzyko wypadnięcia podczas terapii.

SAINT-CLOUD PLUS elektroda waginalna

Niska, boczna pozycja dużych elektrod ułatwia pracę mięśni i poprawia komfort stymulacji. Specjalny kołnierz utrzymuje sondę na optymalnej głębokości. Rozłączane przewody umożliwiają pełne zanurzenie Elektrody w kąpeli dezynfekującej.

SAINT-CLOUD elektroda analna

Pierścień o kącie zakrzywienia 110 stopni umożliwia pracę mięśni dźwigacza odbytu i zwieracza. Wydłużona końcówka poprawia uchwyt. Specjalna budowa zmniejsza ryzyko wypadnięcia podczas

terapii.

Informacje:

Kategoria: Elektrody i akcesoria do fizjoterapii uroginekologicznej
Elektrody w promocji: Tak

Model:

Sondy dopochwowe i doodbytnicze do aparatów Cefar Compex: 114502+ SAINT CLOUD CLASSIC 2 RING, 114610EXP SAINT CLOUD PLUS