

Panda Plus - przenośny drewniany stół do masażu

Opis produktu:

Panda Plus to wzbogacona o podnoszony, trzeci segment blatu, wersja klasycznego stołu drewnianego Panda marki HABYS. Tapicerka Vinyl Flex.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Panda Plus - Przenośny drewniany stół do masażu

Panda Plus to wzbożona o podnoszony, trzeci segment blatu, wersja klasycznego stołu drewnianego Panda marki HABYS. Stół doskonale nadaje się do zabiegów kosmetycznych, refleksologii i innych masaży wymagających uniesienia wybranej partii ciała pacjenta.

Tapicerka Vinyl Flex:

Solidna i wytrzymała tapicerka o charakterystycznym lekkim połysku. Wykonana z materiału typu PCV. Odporna na zabrudzenia, działanie olejków i środków do dezynfekcji. Kolor tapicerki zachowuje swoją intensywność przez wiele lat. Testowana - spełnia kryteria jakościowe Habys.

Poza stołem do masażu, w skład zestawu wchodzi:

Podgłówek regulowany 2D Ergo

Półka przednia pod ramiona Standard

Stół Panda Plus wyróżniają:

Dodatkowa możliwość pozycjonowania segmentu blatu

Wytrzymała, bukowa sklejka, spójna kolorystycznie z pozostałymi elementami nóg

Frezowana konstrukcja nogi zwiększająca stabilność i ułatwiająca regulację wysokości

Wygodna gumowa nakrętka regulacyjna sygnowana logiem Habys, z dodatkową warstwą filcu chroniącą elementy drewniane

Listwa poprzeczna zwiększająca stabilność konstrukcji

Wytrzymałe, powlekane linki stalowe

Solidne, gumowe stopki transportowe zabezpieczające tapicerkę przed przetarciem

Antypoślizgowe, niebrudzące stopki z wytrzymałej gumy

Ergonomicznie zaokrąglone naroża blatu

Wytrzymały zawias ze stali nierdzewnej, zabezpieczony kołnierzem ochronnym z tapicerki

Pianka Komfort 5 cm

Certyfikacja Wyrobów Medycznych, CE

Informacje:

Szerokość: 70 cm

Długość: 180 cm

Masa: ok. 14 kg

Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – 55°

Liczba sekcji: 3

Model:

Kolor tapicerki: 01 - Beżowy - Standard, 10 - Jasnozielony - Standard

Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 64 - 92 cm
Typ regulacji wysokości: Manualna
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Nie
Grubość tapicerki: 50 mm