



Wzmocniona, rozkładana tablica z nadrukowaną siatką posturograficzną

Opis produktu:

Najlepsza **przenośna tablica** do **oceny postawy** rozwijana z aluminiowej, stabilnej kasety. Nadruk **siatki posturograficznej** naniesiony na trwałe i odporny laminat o wymiarach 85 x 200 cm. Konstrukcja wykonana z grubego aluminium, wyposażona w przedłużane nogi, dzięki czemu stojak jest jeszcze bardziej stabilny. Po zwinięciu, kasety **można transportować** w wygodnym, usztywnionym futerale z uchwytami.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Specyfikacja siatki posturograficznej:

- oczka siatki rozmieszczone są co 10 cm,
- szerokość siatki wynosi 80 cm,
- wysokość siatki wynosi 200 cm,
- oś siatki wyraźnie zaznaczona przez pogrubienie,
- waga wynosi: 3,3 kg,
- kasea oraz boki z aluminium z 2 rozsuwanymi nogami stanowiącą podstawę stojaka,
- składany z 3 części aluminiowy maszt ułatwia demontaż,
- mocowanie grafiki na listwę zatrzaskową,
- w zestawie torba ze sztywną wkładką i uchwytami do łatwego przenoszenia.

Informacje:

Model: