



Aparat do terapii radialną falą uderzeniową Intellect Mobile RPW

Opis produktu:

Przenośny aparat do terapii radialną falą uderzeniową.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Intellect Mobile RPW to przenośny aparat do **terapii radialną falą uderzeniową**, który cechuje **najlepszy stosunek jakości do ceny**. Urządzenie ma wbudowany kompresor powietrzny i jest standardowo wyposażone w głowice zabiegową i dwa aplikatory: standardowy 15mm i D-ACTOR 20mm.

[img-6413-left-large_default]

Obsługa aparatu odbywa się za pomocą 3 przycisków i jednego pokrętła co zapewnia intuicyjne i łatwe użytkowanie, wyświetlacze są podświetlane oddzielnie dla każdego parametru terapii.

[img-6542-left-thickbox_default]

Urządzenie znajduje zastosowanie między innymi w **rehabilitacji**, **ortopedii**, **medycynie sportowej** oraz w **medycynie estetycznej** (zwalczanie cellulitu). Aparat **Intellect Mobile RPW** jest urządzeniem w pełni przenośnym ze specjalnie zaprojektowanym uchwytem. Małe rozmiary aparatu umożliwiają jego bezproblemowy transport i pracę poza gabinetem.

[img-6543-left-large_default]

Zastosowanie:

- ból barku któremu mogą towarzyszyć zwapnienia,
- zapalenie ścięgien mięśni rotatorów stawu barkowego,
- łokieć golfisty i tenisisty,
- zapalenie ścięgna rzepkowego, tzw. kolano skoczka,
- zapalenie ścięgna Achillesa,
- ból biodra,
- ból nadgarstka,
- przewlekły ból szyi i pleców,
- podwyższone napięcie mięśniowe,
- mięśniowo-powięziowe punkty spustowe,
- ostroga piętowa,
- zapalenie powięzi podeszwowej stopy,
- zespół mięśnia piszczelowego przedniego,
- przewlekłe zapalenie przyczepów mięśniowych,
- cellulit.

Zalety aparatu:

Standardowa głowica zabiegowa może być wyposażona aż w sześć aplikatorów pokrywających różny obszar zabiegowy, dostarczających różną dawkę energii na różną głębokość. Lekka konstrukcja oraz kompaktowa budowa czynią go idealnym rozwiązaniem w terapii domowej oraz w medycynie sportowej.

Maksymalna dawka energii wynosi 0,4 mJ/mm² z głębokością penetracji nawet do 6 cm. Urządzenie można wyposażyć w głowicę masującą V-Actor.

Dane techniczne:

Kanały wyjściowe:	1
Kompresor:	powietrzny
Częstotliwość [Hz]:	1,0 do 15, 21 dla V-Actor
Ciśnienie [bar]:	1 do 4
Gęstość energii max. [mJ/mm²]:	0,4
Waga całkowita z kompresorem [kg]:	9
Aktualizacja oprogramowania:	port USB
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	29 x 49 x 40

Aplikator D-ACTOR - zastosowanie:

- terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych,
- terapia schorzeń przyczepów ścięgien,
- stymulacja mięśni i tkanek łącznych,
- akupunktura falami uderzeniowymi,
- terapia cellulitu (od I do III stopnia),
- uelastycznianie mięśni i tkanki łącznej,

- eliminacja zatorów limfatycznych,
- kształtowanie sylwetki,
- regulacja napięcia mięśniowego,
- masaż medyczny.

Dostępne aplikatory:

- ceramiczny,
- standardowy,
- D-Actor I,
- D-Actor II,
- aplikator do głębokiej penetracji,
- aplikator skupiający.

Informacje:

Opcje produktu: