

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m limonka




Opis produktu:

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m limonka to profesjonalne narzędzie o **dużym oporze**, dedykowane do intensywnego treningu wzmacniającego oraz zaawansowanych etapów rehabilitacji. Wykonana z najwyższej jakości czystego lateksu, gwarantuje płynny i bezpieczny dla stawów przyrost obciążenia.

Limonka Kolor (Opór mocny) Mocny Poziom oporu 45 m Długość rolki

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PINOFIT Band taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 45 m limonka

Maksymalna siła i trwałość w treningu oporowym

Wariant w kolorze limonkowym (zielonym) to propozycja dla osób wymagających większego bodźca treningowego. Idealnie sprawdza się w sporcie wyczynowym, ortopedii oraz treningu siłowym, gdzie konieczne jest wygenerowanie dużego napięcia mięśniowego.

Taśma PINOFIT® to produkt medyczny klasy premium, wyróżniający się niemal **liniowym rozwojem oporu**. Dzięki certyfikacji **TÜV** i testom na poziomie 10 000 powtórzeń, użytkownik otrzymuje gwarancję niezawodności i bezpieczeństwa – taśma nie traci swoich właściwości nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji.

Najważniejsze zalety produktu

- **Naturalny skład:** Wykonana w 100% z czystego, bezpiecznego lateksu.
- **Precyzyjna progresja:** Płynny wzrost oporu pozwala na kontrolowany rozwój siły mięśniowej.

- **Wysoka odporność:** Brak sklejanie i konieczności pudrowania dzięki zaawansowanej technologii produkcji.
- **Wielostronne zastosowanie:** Od fizjoterapii po profesjonalne przygotowanie motoryczne.
- **Ekonomiczna forma:** Rolka 45 m umożliwi docięcie taśmy pod indywidualne potrzeby pacjenta.

Dedykowane obszary zastosowania:

Sport i medycyna sportowa

Podstawowe narzędzie do odbudowy siły mięśniowej u sportowców oraz w prewencji urazów. Duży opór limonki pozwala na symulowanie obciążeń zbliżonych do treningu z wolnymi ciężarami.

Zaawansowany trening oporowy

Idealna do ćwiczeń ogólnorozwojowych, które wymagają większej intensywności. Wspiera rozwój wytrzymałości siłowej oraz poprawę stabilizacji głębokiej.

Tabela siły ciągu dla wybranych oporów

Długość rozciągnięta (start 30 cm)	Czerwona (średni)	Zielona / Limonka (mocny)	Niebieska (b. mocny)
50 cm	1,58 kg	1,93 kg	2,83 kg
70 cm	2,49 kg	2,73 kg	4,08 kg
80 cm	2,95 kg	3,18 kg	4,64 kg
90 cm	3,40 kg	3,62 kg	5,45 kg

Dostępna skala trudności PINOFIT®-Band:

Beżowa (najłabszy) • Żółta (słaby) • Czerwona (średni) • **Limonka (mocny)** • Niebieska (bardzo mocny) • Czarna (specjalnie mocny)

Informacje:

Kategoria: Trenerzy dłoni
 Rodzaj: guma oporowa
 Kolor: odcienie zieleni
 Opór: 3. ciężki

Model: