

Stół do terapii Bobath i Vojty - Safari Elephant B-S1.F0



Opis produktu:

Stół Terapeuta B-S1.F0 to jednosekcyjny **stół** przeznaczony neurorehabilitacji **metodą Vojty i Bobath**. Umożliwia terapeutę przeprowadzenie **terapii** usprawniania ruchowego u dzieci z **zaburzeniami neurologicznymi**.

- Stół do rehabilitacji metodą Bobath i Vojta - jednosekcyjny
- Wyposażony jest w 2 nieskrętne koła i 2 stopki
- Ramka sterowania dostępna z każdej strony stołu, pozwala na elektryczną regulację jego wysokości

Stół do terapii Bobath i Vojty Safari Elephant B-S1.F0 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu zarówno pacjentom, jak i terapeutom podczas sesji terapeutycznych. Urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją i szeroką powierzchnią roboczą, umożliwiającą swobodne przeprowadzanie różnorodnych ćwiczeń i manipulacji.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Stół do terapii Bobath i Vojty - cechy charakterystyczne:

Stół do metody Bobath i Vojty wyposażony został w elektryczny system regulacji wysokości, co pozwala terapeucie na łatwe dostosowanie pozycji pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta i własnych preferencji. Powierzchnia stołu **Safari Elephant B-S1.F0** pokryta jest wysokiej jakości, łatwym w utrzymaniu czystości materiałem, zapewniającym pacjentom komfort podczas terapii.

Safari Elephant B-S1.F0 został wyposażony w układ jezdny oparty na 2 stopkach i 2 małych, nieskrętnych kołach, co ułatwia przemieszczanie **stołu do terapii Bobath i Vojty** w obrębie gabinetu lub sali rehabilitacyjnej. Dzięki swojej funkcjonalności i szerokiemu leżu, stół stanowi nieocenione narzędzie w prowadzeniu terapii metodami **Bobath i Vojty**, przyczyniając się do efektywnej rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi schorzeniami neurologicznymi i zaburzeniami motorycznymi.

- Dostosowany pod podnośniki dla niepełnosprawnych
- Stabilna konstrukcja i szerokie leże stołu zapewniają pełne bezpieczeństwo podczas pracy z najmłodszymi pacjentami
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą ramki sterującej, umiejscowionej w dolnej ramie stołu. Ramka ta dostępna jest dla terapeuty z każdej strony stołu - łatwa obsługa stopą.
- Tapicerka w wielu wersjach kolorystycznych, z użyciem atestowanych materiałów
- Pełen komfort pracy i terapii zapewnia gruba tapicerka - w standardzie 40mm lub 50mm (opcja)
- 1 sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty,
- Szerokie leże, zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas pracy z najmłodszymi pacjentami
- Malowana proszkowo bardzo stabilna konstrukcja ramy stołu,
- Zintegrowany, elektroniczny system sterowania,
- Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiają wypoziomowanie oraz stabilne ustawienie stołu.

Systemy użyte w stole do terapii Bobath i Vojty - Safari Elephant B-S1.F0

Personal Authorization System - system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości stołu za pomocą ramki sterującej, umieszczonej w dolnej ramie stołu (od 50 do 99 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,

Informacje:

Szerokość: 120 cm
Długość: 200 cm
Masa: 126 kg
Linia: Safari
Liczba sekcji: 1
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 50 - 99 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 200 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Nie
PAS: Tak
Hallotronic: Tak
Smart4Arms: Nie
Grubość tapicerki: 40 mm
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange