

Stół do terapii Bobath i Vojty - Safari Elephant B-S2.F0



Opis produktu:

- Stół przeznaczony do terapii metodą Bobath i Vojta - **dwusekcyjny**.
- Wyposażony jest w 2 nieskrętne koła i 2 stopki.
- Ramka sterowania dostępna z każdej strony stołu, pozwala na elektryczną regulację jego wysokości.
- Regulacja zagłówka ze wspomaganie sprężyny gazowej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dwusekcyjny stół do terapii Bobath - Safari Elephant

Stół Terapeuta B-S2.F0 to dwusekcyjny **stół** przeznaczony neurorehabilitacji **metodą Vojty i Bobath**. Umożliwia terapeutę przeprowadzenie **terapii** usprawniania ruchowego u dzieci z **zaburzeniami neurologicznymi**.

Dwusekcyjny stół do terapii Bobath - cechy charakterystyczne:

- Dostosowany pod podnośniki pacjenta.
- Stabilna konstrukcja i szerokie leże stołu zapewniają pełne bezpieczeństwo podczas pracy z najmłodszymi pacjentami.
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą ramki sterującej, umiejscowionej w dolnej ramie stołu. Ramka ta dostępna jest dla terapeuty z każdej strony stołu - łatwa obsługa stopą.
- **Personal Authorization System** - system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu.
- **Hallotronic** - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu w zakresie od 50 do 99 cm.
- Tapicerka w wielu wersjach kolorystycznych, z użyciem atestowanych materiałów.
- Pełen komfort pracy i terapii zapewnia gruba tapicerka - 40 mm (standard) lub 50 mm (opcja).
- 2 sekcyjny stół do terapii według metody **Bobath i Vojty** z zagłówkiem regulowanym ze wspomaganie sprężyny gazowej.
- Malowana proszkowo bardzo stabilna konstrukcja ramy stołu.
- Zintegrowany, elektroniczny system sterowania.
- Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiają wypoziomowanie oraz stabilne ustawienie stołu.
- Możliwość wyboru szerszego leża 140 cm (opcja).

Safari Elephant - Wymiary:

Regulacja wysokości oraz kąt pochylenia zagłówka

Szerokość poszczególnych sekcji leża

Informacje:

Szerokość: 120 cm

Długość: 200 cm

Masa: 145 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: 0 - +85°

Linia: Safari

Liczba sekcji: 2

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 50 - 99 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Nie

PAS: Tak

Hallotronic: Tak

Smart4Arms: Nie

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange

Grubość tapicerki: 40 mm

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)