


Stół do masażu przenośny - Panda AI

Opis produktu:

Stół do masażu przenośny - Panda AI to aluminiowy stół marki HABYS, który cechuje się lekką konstrukcją wykonaną z aluminium o podwyższonej wytrzymałości. Stół do masażu przenośny - Panda AI wyposażony jest w szybką regulację wysokości Fast Lock z numerowanymi otworami



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do masażu przenośny - Panda AI

Panda AI to dwusegmentowy stół aluminiowy marki HABYS, który zdobył mocną pozycję w branży masażu dzięki swojej wszechstronności i wytrzymałości. Używany przez tysiące zadowolonych terapeutów.

Aluminiowy stelaż z poprzecznym wzmocnieniem, powlekanymi stalowymi linkami z wytrzymałymi łącznikami oraz stopkami antypoślizgowymi jest stabilny i bardzo wytrzymały.

Okrągłe profile aluminiowe z systemem Fast Lock zapewniają doskonałą stabilność, lekkość oraz możliwość szybkiej regulacji wysokości stołu.

Poza stołem, zestaw zawiera wyposażenie:

Podgłówek regulowany 2D Ergo

Półka przednia pod ramiona Standard

Tapicerka Vinyl Flex:

Solidna i wytrzymała tapicerka o charakterystycznym lekkim połysku. Wykonana z materiału typu PCV. Odporna na zabrudzenia, działanie olejków i środków do dezynfekcji. Kolor tapicerki zachowuje swoją intensywność przez wiele lat. Testowana - spełnia kryteria jakościowe Habys.

Stół do masażu przenośny Panda AI - cechy charakterystyczne:

Ultralekka konstrukcja z aluminium o podwyższonej wytrzymałości

Pianka Komfort 5 cm

Estetycznie zaokrąglone naroża blatu

Szybka regulacja wysokości Fast Lock z numerowanymi otworami

Certyfikacja Wyrobów Medycznych, CE

Informacje:

Szerokość: 70 cm

Długość: 180 cm

Masa: ok. 14 kg

Liczba sekcji: 2

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 62 - 91 cm

Typ regulacji wysokości: Manualna

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Nie

Grubość tapicerki: 50 mm

Model:

Habys tapicerki: Granatowy, Czarny, Szary

Habys szerokość stołu: 60 cm, 70 cm