

Elektroda czteropunktowa E-4



Opis produktu:

Elektroda Czteropunktowa **E-4** z wtykiem / gniazdem 4 mm w dwóch rozmiarach (mały i duży) o rozstawie punktów **35 x 35 mm** lub **40 x 80 mm**. Średnica punktu **10 mm**. W zestawie podkład wiskozowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektroda czteropunktowa E-4 z wtykiem / gniazdem 4 mm, w rozmiarach:

- mały - 35 x 35 mm (E-4M / E-4MN)
- duży - 40 x 80 mm (E-4D / E-4DN)

Elektrody E-4 służą do wykonywania zabiegów prądami interferencyjnymi na małych powierzchniach (np. na bólowym kręgu). Pojedyncza elektroda tego typu zastępuje 2 pary elektrod zwykłych.

Informacje:

Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii

Przeznaczenie: elektroterapia

Rodzaj elektrody: punktowe

Sposób podłączenia: gniazdo 4 mm

Model:

Elektrody, podkłady i przewody EIE Otwock : 35 x 35 mm

Gniazdo / wtyk: Wtyk

