

Opaski gumowe do elektroterapii

Opis produktu:

Opaski gumowe do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi. 3 rozmiary do wyboru.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Opaski gumowe do elektroterapii

Do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi. 3 rozmiary do wyboru:

- **O-1** - 35 x 400 mm
- **O-2** - 35 x 800 mm
- **O-3** - 70 x 1100 mm

Informacje:

Rodzaje elektrod: Gumowa / Silikonowa

Opcje produktu:

EiE Otwórk opaski: 35 x 400 mm, 35 x 800 mm, 70 x 1100 mm