

Opaski rzepowe do elektroterapii

Opis produktu:

Opaski rzepowe do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi. 6 rozmiarów do wyboru.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Opaski rzepowe do elektroterapii

Do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi. 6 rozmiarów do wyboru:

- **O-R1** - 50 x 500 mm
- **O-R2** - 50 x 800 mm
- **O-R3** - 50 x 1200 mm
- **O-R1S** - 100 x 500 mm
- **O-R2S** - 100 x 800 mm
- **O-R3S** - 100 x 1200 mm

Informacje:

Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii

Model:

EiE Otwock opaski: 50 x 500 mm, 50 x 800 mm, 50 x 1200 mm, 100 x 500 mm, 100 x 800 mm, 100 x 1200 mm

