

Cystofiberoskop/histeroskop giętki optyczny CST-4000



Opis produktu:

6Jest to **klasyczny fiberoskop** optyczny oparty o wiązkę światłowodów. Można go podłączyć do dowolnego **toru wizyjnego** źródła światła.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cystofiberoskop/histeroskop giętki optyczny CST-4000

CST-4000 to klasyczny **fiberoskop** oparty o wiązkę światłowodów. Można go podłączyć do dowolnego **toru wizyjnego** źródła światła.

Technologia EndoSheath®

Technologia EndoSheath® jest najnowszą alternatywa do konwencjonalnej cystoskopii. Pionierskie rozwiązanie oferuje urologom wysokiej jakości obraz z giętkiego cystoskopu wraz z zachowaniem sterylności sprzętu poprzez jednorazowe osłony.

Dane techniczne:

Długość robocza:	370 mm
Uchylność końcówki:	215o do góry, 140o do dołu
Kąt widzenia:	110o
Głębina ostrości:	3 mm - 50 mm
Średnica cystoskopu z osłoną: 16.65Fr	2.1mm/ kanał 6.3Fr
Średnica cystoskopu z osłoną: 15.15Fr	1.5mm/ kanał 4.5Fr

Informacje:

Rodzaj cystoskopu: Cystoskop giętki

Model: