

Videocystoskop/Videohisteroskop CST-5000



Opis produktu:

To giętki endoskop z chipem na końcu oraz wbudowanym źródłem światła typu LED. Wymaga podłączenia do stacji UNITY z wbudowanym 19 calowym dotykowym monitorem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Videocystoskop/Videohisteroskop CST-5000

CST-5000 to przenośny cyfrowy cystoskop/histeroskop o bardzo wszechstronnym spektrum zastosowań. Kompaktowy rozmiar systemu sprawia, że jest idealny do procedur przyłóżkowych i użytku w niewielkich gabinetach lub w szpitalu.

Technologia EndoSheath®

Technologia EndoSheath® to najnowsza alternatywa do konwencjonalnej cystoskopii. Pionierskie rozwiązanie oferuje urologom wysokiej jakości obraz z giętkiego cystoskopu wraz z zachowaniem sterylności sprzętu poprzez jednorazowe osłony. Cystoskopy firmy Cogentix nigdy nie mają bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Technologia EndoSheath® zapewnia trwałą i bezpieczną barierę pomiędzy sprzętem a pacjentem oraz daje możliwość wykonywania biopsji poprzez wbudowany kanał roboczy.

Dane techniczne:

Długość robocza:	370 mm
Uchylność końcówki:	215o do góry, 140o do dołu

Kąt widzenia:	110o
Głębina ostrości:	3 mm - 50 mm
Średnica cystoskopu z osłoną: 16.65Fr	2.1mm/ kanał 6.3Fr
Średnica cystoskopu z osłoną: 15.15Fr	1.5mm/ kanał 4.5Fr

Film prezentujący Videocystoskop CST-5000**Informacje:**

Rodzaj cystoskopu: Cystoskop giętki

Model: