

Cążki hakowe ARTHROline hooked punch

Opis produktu:

Cążki hakowe ARTHROline hooked punch.

Przekrój cięcia

b = 2.2 mm
a = 7.5 mm



Wys. szczęk
2.1 mm



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cążki hakowe hooked punch z wysokością szczęk 2,1 mm. Dostępne w wersjach:

proste z łopatką (89140.0405):

- Cążki Arthroline hakowe typu **hook punch** z **łopatką**, szczęki **proste**, wymiary cięcia **7,5 mm x 2,2 mm**, wysokość szczęk **2,1 mm**, średnica płaszczka **3,4 mm**, długość robocza **120 mm**. Konstrukcja płaszczka otwarta, cięgno prowadzone w górnej części płaszczka.

szczęki z łopatką zakrzywione ku górze (89140.0402):

- Cążki Arthroline hakowe typu **hook punch** z **łopatką**, szczęki **zakrzywione ku górze**, wymiary cięcia **7,5 mm x 2,2 mm**, wysokość szczęk **2,1 mm**, średnica płaszczka **3,4 mm**, długość robocza **120 mm**. Konstrukcja płaszczka otwarta, cięgno prowadzone w górnej części płaszczka.

Informacje:

Model:

Cążki Kleszczyki ortopedia: proste z łopatką, zakrzywione ku górze z łopatką