

Cążki tnące do tyłu ARTHROline retrograde punch

Przekrój cięcia

b = 2.0 mm
a = 2.5 mm



Wys. szczęk
2.3 mm



Opis produktu:

Cążki ARTHROline punch.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cążki ARTHROline punch 2,3 mm. Dostępne w wersjach:

proste tnące wstecznie w lewo (89140.0605):

- Cążki Arthroline typu **punch tnące do tyłu w lewo**, wymiary cięcia **2,5 mm x 2,0 mm**, wysokość szczęk **2,3 mm**, średnica płaszczka **3,4 mm**, długość robocza **120 mm**.

proste tnące wstecznie w prawo (89140.0602):

- Cążki Arthroline typu **punch tnące do tyłu w prawo**, wymiary cięcia **2,5 mm x 2,0 mm**, wysokość szczęk **2,3 mm**, średnica płaszczka **3,4 mm**, długość robocza **120 mm**.

Informacje:

Model:

Cążki Kleszczyki ortopedia: proste tnące wstecznie w lewo, proste tnące wstecznie w prawo