



Cążki typu basket punch

Widok cięcia: 




Cążki typu basket punch

Widok cięcia: 




Cążki typu basket punch

Widok cięcia: 



Cążki typu basket punch

Widok cięcia: 



Cążki koszyczkowe ARTHROline basket punch

Opis produktu:

Cążki typu basket punch o wysokości szczęk od 2,2 mm do 3,2 mm.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cążki typu basket punch o wysokości szczęk od 2,2 mm do 3,2 mm. Dostępne w wersjach:

90° zakrzywione w lewo (89140.0704 i 89140.0804):

- **Cążki Arthroline obrotowe** typu **basket punch**, zakrzywione **90 stopni w lewo**, wysokość szczęk **2,2 mm** lub **3,2 mm**, średnica płaszczka **3,4 mm**, długość robocza **127 mm**.

90° zakrzywione w prawo (89140.0706 i 89140.0806):

- **Cążki Arthroline obrotowe** typu **basket punch**, zakrzywione **90 stopni w prawo**, wysokość szczęk **2,2 mm** lub **3,2 mm**, średnica płaszczka **3,4 mm**, długość robocza **127 mm**.

Informacje:

Model:

Cążki Kleszczyki ortopedia: zakrzywione w lewo

kąt prosty, zakrzywione w prawo kąt prosty
Cążki ARTHROline wysokość szczęk: 2,2 mm, 3,2
mm