

Zestaw rewizyjny do ACL (pozyskiwanie autologicznych bloków kostnych z kości udowej lub piszczelowej)



Opis produktu:

Zestaw rewizyjny do pozyskiwania autologicznych cylindrycznych bloczków kostnych z kości udowej lub piszczelowej. Zestaw jest zestawem wielorazowego użytku, autoklawowalny.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw do preparowania tkanki kostnej kości udowej (wycinanie, ubijanie) oraz przygotowania kanału kostnego w kości udowej. Zestaw jest zestawem wielorazowego użytku, autoklawowalny.

Informacje:

Model:

Zestaw do ACL: zestaw standard, zestaw z młotkiem