



## Ergometr - 4000 CIRCLE CX MED

### Opis produktu:

Platforma do rehabilitacji kardiologicznej zapewniająca całościowy trening górnych partii ciała z jednoczesnym wzmacnianiem układu sercowo - naczyniowego. Pozwala na ruch do przodu i do tyłu, co pozwala na zbalansowanie treningu i dostosowanie go do wymagań użytkownika.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Ergometr - 4000 CIRCLE CX MED

**4000 Circle CX Med** - zapewnia całościowy trening górnych partii ciała z jednoczesnym wzmacnianiem układu sercowo - naczyniowego. Urządzenie pozwala na ruch do przodu i do tyłu, co pozwala na zbalansowanie treningu i dostosowanie go do wymagań użytkownika.

Urządzenie **4000 Circle CX Med** pozwala na przeprowadzenie ćwiczeń w pozycji siedzącej, stojącej oraz podczas siedzenia na piłce. Dzięki regulowanemu siedzisku urządzenie umożliwia zastosowanie alternatywnych pozycji wyjściowych do ćwiczeń, także osobom na wózku inwalidzkim. To unikatowe urządzenie powstało dzięki współpracy z fundacją Manfred-Sauer-Stifung, wspierającą osoby niepełnosprawne. Dzięki jej wiedzy i doświadczeniu urządzenie zostało zoptymalizowane do współpracy z osobami z deficytami motorycznymi, czego przykładem są między innymi kulowe uchwyty dla rąk. Jako pierwsi zastosowali je niepełnosprawni używający rowerów napędzanych siłą rąk. Ergometr dla kończyn górnych zapewnia efektywny trening kardiologiczny oraz trening górnych części ciała.

### Dane techniczne:

Parametry na wyświetlaczu:

WATT, l/min, czas, tętno, SPO2

|                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Treningi:</b>                          | Ręczny, kardio, profile                                                                         |
| <b>Aktywacja:</b>                         | Niezależna od obrotów (rpm)                                                                     |
| <b>Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:</b> | 165,5 x 63,5 x 152                                                                              |
| <b>Waga [kg]:</b>                         | Około 115                                                                                       |
| <b>Obroty [rpm]:</b>                      | 20 - 120                                                                                        |
| <b>Obciążenie [W]:</b>                    | 15 - 400                                                                                        |
| <b>Przyrosty [W]:</b>                     | 5                                                                                               |
| <b>Dokładność:</b>                        | 15% do 200 W, 10% od 200 W (rotacja zgodna z ruchem wskazówek zegara)                           |
| <b>Maksymalna waga użytkownika [kg]:</b>  | 200                                                                                             |
| <b>Wyposażenie dodatkowe:</b>             | Pomiar SPO2, pas telemetryczny typu POLAR (1 - kanałowy z dokładnością EKG)                     |
| <b>Regulacja:</b>                         | Długość uchwytów korby, pozycja uchwytów po przekątnej / równolegle, wysokość modułu obrotowego |

## Seria Xrcise Line Med z wyświetlaczem graficznym posiada

- panel sterowania z 5 przyciskami i czytelnym wyświetlaczem,
- przycisk szybkiego uruchamiania/zatrzymywania - do rozpoczęcia lub zakończenia treningu wymagane są tylko maksymalnie dwa przyciski,
- pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem,
- proste menu nawigacyjne.

## Zalety serii Xrcise Line Med:

- łatwa obsługa wszystkich urządzeń dzięki 5-cio przyciskowemu panelowi sterowania,
- komfortowy trening dzięki wyciszeniu pracy urządzeń,
- niski próg obciążenia pozwalający na ćwiczenie osobom wymagającym rehabilitacji,
- urządzenia dostosowane do użytkowania przez osoby z nadwagą,
- trwałe i wydajne urządzenia nie wymagające dużych nakładów na utrzymanie.

Udowodniono, że aktywność fizyczna i odpowiednio dobrany trening pomagają zmniejszyć śmiertelność związaną z niewydolnością układu sercowo - naczyniowego, dlatego powinny być częścią terapii rehabilitacyjnej u pacjentów z chorobami serca. Trening dobrany do potrzeb i możliwości pacjenta jest doskonałym uzupełnieniem terapii farmakologicznej. Należy jednak pamiętać, by jego czas trwania oraz intensywność zawsze dobrać do możliwości użytkownika. Dlatego urządzenia serii Xrcise Line Med oferują dwie wyjątkowe funkcje.

## Saturacja krwi tlenem:

- nieinwazyjny pomiar saturacji krwi tętniczej za pomocą klipsa na palec (pulsoksymetr),
- dodatkowa kontrola poziomu tętna,
- ciągły pomiar saturacji, wartość widoczna na wyświetlaczu.

## Ciężenie krwi:

pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową, wskazanie na wyświetlaczu wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz poziomu tętna, pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem.

### **Informacje:**

Systemy do rehabilitacji kardiologicznej:  
Urządzenia rehabilitacyjne/treningowe

### **Opcje produktu:**