

Narzędzia do pobierania ścięgien - stripper o konstrukcji otwartej

Opis produktu:

Pobierak Ścięgna (konstrukcja otwarta).



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pobierak Ścięgna wg. Paessler'a (konstrukcja otwarta)

Pobierak konstrukcji zamkniętej przeznaczony jest dla chirurgów, którzy wolą pozostawić koniec dystalny (dalszy) w odpowiednim położeniu, zanim ukończą pobieranie w końcu proksymalnym (bliższym).

Stripper (wycinak) jest narzędziem multifunkcyjnym łączącym innowacyjny system pobierania ścięgna opracowany we współpracy z prof. Paessler'em. Pobierak wyposażony jest w funkcję blokady (zabezpieczenia przed wypadnięciem pobieranego przeszczepu) i cięcia (w przypadku problemu z pobraniem przeszczepu) uruchamianą przesuwającym przyciskiem z rękojeści strippera.

Oferowane narzędzia do pobierania ścięgien charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania zarówno elementów ropreparujących, które umożliwiają atraumatyczne rozpreparowanie tkanek (na tępo) jak i traumatyczne rozpreparowanie tkanek dzięki funkcji cięcia (na ostro).

- Pierścień dystalny pobieraka tępy
- Pobierak rozbieralny

Spełniający trzy funkcje uruchamiane z rączki strippera:

- uniwersalna funkcja otwartego pobierania przeszczepu
- funkcja blokowania przeszczepu w oknie
- funkcja cięcia w przypadku problemu z pobraniem ścięgna

Zobacz wideo:

Informacje:

Model: