



Trenażer eliptyczny - 4000 CROSS CX MED - OUTLET

Opis produktu:

Trenażer eliptyczny do łagodnego treningu kardio.

- Produkt podemonstracyjny.
- Widoczne ślady użytkowania.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Trenażer eliptyczny Cross CX Med

Najlepszym sposobem na poprawienie wydajności sercowo - naczyniowej jest regularne bieganie. Jednakże częste obciążanie stawów może doprowadzić do powstania większych problemów, zwłaszcza u osób z nadwagą. Z tego powodu najlepszą alternatywą dla biegania jest stosowanie trenażera eliptycznego.

Trenażer eliptyczny **Cross CX Med** firmy Cardiowise pozwala na odbycie łagodnego treningu kardio. Dzięki zastosowaniu koła zamachowego, usytuowanego z przodu urządzenia, oferuje ono długi i płaski ruch eliptyczny, ułatwiający ćwiczenie.

Cross CX Med został wyposażony w wygodne, szerokie podstawy na stopy z łatwymi w zakładaniu paskami mocującymi, co gwarantuje przeprowadzenie bezpiecznego i komfortowego treningu

Dane techniczne:

Parametry na wyświetlaczu:	WATT, l/min, czas, tętno, ciśnienie skurczowe / rozkurczowe, SPO2
Treningi:	Ręczny, kardio, profile
Aktywacja:	Niezależna od obrotów (rpm)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	205 x 67 x 170
Waga [kg]:	Okolo 160
Obroty [kroki / minutę]:	15 - 200
Obciążenie [W]:	15 - 200 poziomów
Przyrosty [W]:	5
Dokładność:	-
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	150
Wyposażenie dodatkowe:	Pomiar ciśnienia krwi, pomiar SPO2, pas telemetryczny typu POLAR (1 - kanałowy z dokładnością EKG)
Regulacja:	System bezpiecznego zatrzymania, trening z ruchem do przodu lub do tyłu

Seria Xrcise Line Med z wyświetlaczem graficznym posiada

- panel sterowania z 5 przyciskami i czytelnym wyświetlaczem,
- przycisk szybkiego uruchamiania/zatrzymywania - do rozpoczęcia lub zakończenia treningu wymagane są tylko maksymalnie dwa przyciski,
- pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem,
- proste menu nawigacyjne.

Zalety serii Xrcise Line Med:

- łatwa obsługa wszystkich urządzeń dzięki 5-cio przyciskowemu panelowi sterowania,
- komfortowy trening dzięki wyciszeniu pracy urządzeń,
- niski próg obciążenia pozwalający na ćwiczenie osobom wymagającym rehabilitacji,
- urządzenia dostosowane do użytkowania przez osoby z nadwagą,
- trwałe i wydajne urządzenia nie wymagające dużych nakładów na utrzymanie.

Udowodniono, że aktywność fizyczna i odpowiednio dobrany trening pomagają zmniejszyć śmiertelność związaną z niewydolnością układu sercowo - naczyniowego, dlatego powinny być częścią terapii rehabilitacyjnej u pacjentów z chorobami serca. Trening dobrany do potrzeb i możliwości pacjenta jest doskonałym uzupełnieniem terapii farmakologicznej. Należy jednak pamiętać, by jego czas trwania oraz intensywność zawsze dobrać do możliwości użytkownika. Dlatego urządzenia serii Xrcise Line Med oferują dwie wyjątkowe funkcje.

Saturacja krwi tlenem:

- nieinwazyjny pomiar saturacji krwi tętniczej za pomocą klipsa na palec (pulsoksymetr),
- dodatkowa kontrola poziomu tętna,
- ciągły pomiar saturacji, wartość widoczna na wyświetlaczu.

Ciśnienie krwi:

pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową, wskazanie na wyświetlaczu wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz poziomu tętna, pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe
Systemy do rehabilitacji kardiologicznej:
Urządzenia rehabilitacyjne/treningowe
Stan: dobry

Model:

XRCISE CROSS MED warianty: CROSS MED