



Stepper - 4000 STAIR CX MED

Opis produktu:

Stepper umożliwiający przeprowadzenie intensywnego, ale mało obciążającego treningu, dostępnego dla użytkowników w każdym wieku i pozytywnie wpływającego na system sercowo - naczyniowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stepper - 4000 STAIR CX MED

Stepper **4000 Stair CX Med** firmy cardiowise jest najlepiej sprzedającym się klasykiem w ofercie firmy. Umożliwia przeprowadzenie intensywnego, ale mało obciążającego treningu, dostępnego dla użytkowników w każdym wieku i pozytywnie wpływającego na system sercowo - naczyniowy. Regularne przeprowadzanie ćwiczeń wpływa tonizująco na mięśnie ud, łydek i pośladków. Specjalnie zaprojektowane poręcze zapewniają stabilizację postawy i odpowiednie wsparcie dla użytkownika.

Wiele badań udowodniło, że wchodzenie po schodach jest doskonałym sposobem na poprawienie kondycji fizycznej. Niestety niewiele osób uprawia ten efektywny i niezbyt kosztowny rodzaj ćwiczeń.

"Kompaktowa budowa urządzenia zapewnia zgodny z naturą, codzienny trening symulujący wchodzenie po schodach. To moje ulubione urządzenie wspomagające trening kardio."

Dane techniczne:

Parametry na wyświetlaczu:

WATT, l/min, czas, tętno, ciśnienie skurczowe /

	rozkurczowe, SPO2
Treningi:	Ręczny, kardio, profile
Aktywacja:	Zależne od prędkości
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	110 x 77 x 181
Waga [kg]:	110
Obroty [kroki / minutę]:	15 - 155
Obciążenie [W]:	15 - 155 poziomów
Przyrosty [W]:	5
Dokładność:	-
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	200
Wyposażenie dodatkowe:	Pomiar ciśnienia krwi pomiar SPO2 pas telemetryczny typu POLAR (1 - kanałowy z dokładnością EKG)
Regulacja:	-

Seria Xrcise Line Med z wyświetlaczem graficznym posiada

- panel sterowania z 5 przyciskami i czytelnym wyświetlaczem,
- przycisk szybkiego uruchamiania/zatrzymywania - do rozpoczęcia lub zakończenia treningu wymagane są tylko maksymalnie dwa przyciski,
- pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem,
- proste menu nawigacyjne.

Zalety serii Xrcise Line Med:

- łatwa obsługa wszystkich urządzeń dzięki 5-cio przyciskowemu panelowi sterowania,
- komfortowy trening dzięki wyciszeniu pracy urządzeń,
- niski próg obciążenia pozwalający na ćwiczenie osobom wymagającym rehabilitacji,
- urządzenia dostosowane do użytkowania przez osoby z nadwagą,
- trwałe i wydajne urządzenia nie wymagające dużych nakładów na utrzymanie.

Udowodniono, że aktywność fizyczna i odpowiednio dobrany trening pomagają zmniejszyć śmiertelność związaną z niewydolnością układu sercowo - naczyniowego, dlatego powinny być częścią terapii rehabilitacyjnej u pacjentów z chorobami serca. Trening dobrany do potrzeb i możliwości pacjenta jest doskonałym uzupełnieniem terapii farmakologicznej. Należy jednak pamiętać, by jego czas trwania oraz intensywność zawsze dobrać do możliwości użytkownika. Dlatego urządzenia serii Xrcise Line Med oferują dwie wyjątkowe funkcje.

Saturacja krwi tlenem:

- nieinwazyjny pomiar saturacji krwi tętniczej za pomocą klipsa na palec (pulsoksymetr),
- dodatkowa kontrola poziomu tętna,
- ciągły pomiar saturacji, wartość widoczna na wyświetlaczu.

Ciśnienie krwi:

pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową, wskazanie na wyświetlaczu wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz poziomu tętna, pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem.

Informacje:

Systemy do rehabilitacji kardiologicznej:
Urządzenia rehabilitacyjne/treningowe

Opcje produktu:

XRCISE STAIR MED warianty: STAIR CX MED.,
STAIR CX MED. SpO2