



Bieżnia - 4000 TRAC CX Med - OUTLET

Opis produktu:

Bieżnia pozwalająca na odbycie treningu przez użytkowników z problemami ruchowymi. Niska prędkość startowa (0,2 km/h) oraz bardzo niski próg wejścia (19 cm) umożliwiają korzystanie z urządzenia osobom z problemami kolan.

- Produkt podemonstracyjny.
- Widoczne ślady użytkowania.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia 4000 TRAC CX Med. z ekranem

4000 TRAC CX Med - bardzo niski próg wejścia (19 cm) umożliwia korzystanie z urządzenia osobom z problemami z kolanami, a niska prędkość startowa (0,2 km/h) pozwala na odbycie treningu przez użytkowników problemami ruchowymi. Wersja z poręczą na całej długości urządzenia zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, a specjalnie zaprojektowane pas bieżni i system napędowy wygaszają większość dużych wstrząsów i redukują obciążenie stawów. Rezultatem jest urządzenie do biegania zapewniające komfortowy i mało obciążający trening kardio. Dzięki regulacji nachylenia pasa bieżni w zakresie od 0% do 20% oraz maksymalnej prędkości 25 km/h, urządzenie **4000 TRAC CX Med** spełnia także oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Bieżnie oferowane przez firmę Cardiowise charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz niskim poziomem nakładów na utrzymanie.

Bieżnia wyposażona jest w przycisk bezpieczeństwa i zintegrowany klips bezpieczeństwa, gwarantujące natychmiastowe zatrzymanie urządzenia w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla osoby ćwiczącej.

Bieżnia TRAC CX Med z wyświetlaczem graficznym posiada:

- panel sterowania z 6 przyciskami i czytelnym wyświetlaczem,
- przycisk szybkiego uruchamiania / zatrzymywania - do rozpoczęcia lub zakończenia treningu wymagane są tylko maksymalnie dwa przyciski,
- pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem,
- proste menu nawigacyjne.

Dane techniczne:

Parametry na wyświetlaczu:	Dystans, km/h, wzniesienie, czas, tętno, ciśnienie skurczowe / rozkurczowe, SPO2
Treningi:	Ręczny, kardio, profile
Aktywacja:	Zależne od prędkości
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	210 x 85,5 x 140
Waga [kg]:	około 178
Obroty [rpm]:	-
Obciążenie[km/h]:	0,2 - 25
Przyrosty [km/h]:	0,1
Dokładność:	-
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	200
Wyposażenie dodatkowe:	Pomiar SPO2 pas telemetryczny typu POLAR (1 - kanałowy z dokładnością EKG)
Regulacja:	Wzniesienie (0% do 20%) klips bezpieczeństwa przycisk bezpieczeństwa opcjonalnie poręcze na całej długości urządzenia, emisja hałasu na poziomie 70 dB (A)

Zalety serii Xrcise Line Med:

- łatwa obsługa wszystkich urządzeń poprzez przyciski na panelu sterowania,
- komfortowy trening dzięki wyciszeniu pracy urządzeń,
- niski próg obciążenia pozwalający na ćwiczenie osobom wymagającym rehabilitacji,
- urządzenia dostosowane do użytkowania przez osoby z nadwagą,
- trwałe i wydajne urządzenia nie wymagające dużych nakładów na utrzymanie.

Udowodniono, że aktywność fizyczna i odpowiednio dobrany trening pomagają zmniejszyć śmiertelność związaną z niewydolnością układu sercowo - naczyniowego, dlatego powinny być częścią terapii rehabilitacyjnej u pacjentów z chorobami serca. Trening dobrany do potrzeb i możliwości pacjenta jest doskonałym uzupełnieniem terapii farmakologicznej. Należy jednak pamiętać, by jego czas trwania oraz intensywność zawsze dobrać do możliwości użytkownika. Dlatego urządzenia serii XRCISE LINE MED oferują dwie wyjątkowe funkcje.

Saturacja krwi tlenem:

- nieinwazyjny pomiar saturacji krwi tętniczej za pomocą klipsa na palec (pulsoksymetr),
- dodatkowa kontrola poziomu tętna,
- ciągły pomiar saturacji, wartość widoczna na wyświetlaczu.

Ciśnienie krwi:

pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową, wskazanie na wyświetlaczu wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz poziomu tętna, pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem.

Informacje:

Stan: dobry

Model:

Opcja: Bieżnia z ekranem, długimi poręczami i pomiarem saturacji