


Moduł do rehabilitacji dłoni Hocoma ManovoPower



Opis produktu:

Urządzenie do rehabilitacji dłoni **ManovoPower** jest **kompatybilne** ze zautomatyzowaną ortezą **Armeo Power**. Służy rehabilitacji dłoni i przywracaniu poprawnych funkcji lokomotorycznych dłoni.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Moduł **Manovo Power** został zaprojektowany do **treningu chwytu** i rozluźnienia **ręki** dla pacjentów po **udarach**, traumatologicznych **uszkodzeniach mózgu** oraz z innymi **schorzeniami neurologicznymi**. W połączeniu z urządzeniem **Armeo Power**, moduł ten pozwala na trening osób z poważną **dysfunkcją ręki** we wczesnym stadium **rehabilitacji**.

Moduł Manovo Power dostarczany jest z nowym oprogramowaniem do **treningu z biofeedbackiem**, zaprojektowanym specjalnie do zrobotyzowanego treningu chwytu i rozluźnienia ręki.

Armeo Power z Manovo Power to pierwszy na świecie zrobotyzowany egzoszkielet całej

kończyny górnej. Dzięki prowadzeniu terapii z wykorzystaniem obu rozwiązań, użytkownik uzyskuje:

- wysoce efektywny i intensywny trening we wczesnym etapie rehabilitacji nawet najbardziej wymagających pacjentów
- wsparcie robota w treningu tylko wtedy kiedy jest to niezbędne, robot automatycznie adaptuje się do zdolności motorycznych pacjenta
- wsparcie całego łańcucha ruchowego – jednoczesna terapia barku i palców
- prowadzenie terapii z możliwością analizy i obiektywnej jej oceny

Prezentacja Manovo Power

Informacje:

Model: