

Kiurety okrągłe - dł.robocza 170 mm

Opis produktu:

Specjalnie zaprojektowana kiurety przeznaczona do technik abrazji „chondroplastyki”, tkanki chrzęstnej, kostnej oraz złogów wapiennych. Posiadają antypoślizgową, ergonomiczną oraz wyprofilowaną rączkę. Część dystalna jednostronnie ostra występuje o średnicy **5.5 mm** oraz **7.0 mm**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Specjalnie zaprojektowana kiurety przeznaczona do technik abrazji „chondroplastyki”, tkanki chrzęstnej, kostnej oraz złogów wapiennych. Posiadają antypoślizgową, ergonomiczną oraz wyprofilowaną rączkę.

Dostępne wersje:

1. okrągła 5.5 mm (891631255):

- **Kiureta okrągła** - część dystalna zakrzywiona do góry, ostra z jednej strony, średnica **5.5 mm**, długość robocza **170 mm**. Uchwyt: ergonomiczny, gumowy, antypoślizgowy - zapewniający pewny chwyt instrumentu.

2. okrągła 7.0 mm (891631270):

- **Kiureta okrągła** - część dystalna zakrzywiona do góry, ostra z jednej strony, średnica **7.0 mm**, długość robocza **170 mm**. Uchwyt: ergonomiczny, gumowy, antypoślizgowy - zapewniający pewny chwyt instrumentu.

Dodatkowe akcesoria:

- koszt do sterylizacji i przechowywania narzędzi

Informacje:**Model:**

Kiurety: zakrzywione do góry 5.5 mm,
zakrzywione do góry 7.0 mm