

Cążki i kleszczyki biopsyjne

Opis produktu:

Cążki i kleszczyki biopsyjne, 3,4 mm.

Cążki, tnące z przodu i po bokach

Widok cięcia:



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cążki i kleszczyki biopsyjne, 3,4 mm:

1. **Cążki wygięte 90 stopni w lewo** (8404.017):
 - **Cążki biopsyjne, 3,4 mm**, długość robocza **130 mm**, wygięte **90 stopni w lewo**, przecinające.
2. Kleszczyki biopsyjne wygięte **90 stopni w prawo** (8404.018):
 - **Kleszczyki biopsyjne, 3,4mm**, długość robocza **120 mm**, wygięte **90 stopni w prawo**, przecinające .

Informacje:

Model:

Cążki i kleszczyki wariant: Cążki biopsyjne wygięte w lewo, Kleszczyki biopsyjne wygięte w prawo