

Kleszczyki do pobierania próbek z łożatką

Cażki z łożatką, dedykowane do cięcia i przycinania bocznego

Widok cięcia:



Opis produktu:

Kleszczyki do pobierania próbek z łożatką, 3,4 mm, wygięte w lewo lub prawo, 45 stopni.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kleszczyki do pobierania próbek z łożatką, 3,4 mm, wygięte w lewo lub prawo, 45 stopni:

1. **Kleszczyki** wygięte w **lewo 45°** (8404.71):
 - **Kleszczyki** do pobierania próbek **z łożatką, 3,4 mm**, wygięte w **lewo, 45 stopni**.
2. **Kleszczyki** wygięte w **prawo 45°** (8404.81):
 - **Kleszczyki** do pobierania próbek **z łożatką, 3,4 mm**, wygięte w **prawo, 45 stopni**.

Informacje:

Model:

Cażki Kleszczyki ortopedia: wygięte w lewo, 45 stopni, wygięte w prawo, 45 stopni