


Kiurety z uchwytem metalowym

Opis produktu:

Przeznaczone do technik abrazji „chondroplastyki”, tkanki chrzęstnej, kostnej oraz złogów wapiennych. Posiadają metalową rączkę. Część dystalna występuje o średnicy **3.0, 4.5, 6.0, 9.0, 11.0 mm**



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kiurety przeznaczone do technik abrazji „chondroplastyki”, tkanki chrzęstnej, kostnej oraz złogów wapiennych.

Dostępne wersje:

1. **rozmiar 1** (8435.901):

- **Kiureta rozmiar 1** - część dystalna okrągła, ostra z jednej strony, średnica **3.0 mm**, długość robocza **95 mm**.

2. **rozmiar 2** (8435.902):

- **Kiureta rozmiar 2** - część dystalna okrągła, ostra z jednej strony, średnica **4.5 mm**, długość robocza **95 mm**

3. **rozmiar 3** (8435.903):

- **Kiureta rozmiar 3** - część dystalna okrągła, ostra z jednej strony, średnica **6.0 mm**, długość robocza **95 mm**

4. **rozmiar 4** (89160.1009):

- **Kiureta rozmiar 4** - część dystalna okrągła, ostra z jednej strony, średnica **9.0 mm**, długość robocza **95 mm**

5. **rozmiar 5** (89160.1011):

- **Kiureta rozmiar 5** - część dystalna okrągła, ostra z jednej strony, średnica **11.0 mm**, długość robocza **95 mm**

Dodatkowe akcesoria:

- kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi

Informacje:

Model:

Kiurety: 3.0 mm, 4.5 mm, 6.0 mm, 9.0 mm, 11.0 mm