

Kiureta okrągła - dł.robocza 65 mm

Opis produktu:



Specjalnie zaprojektowana kiureta przeznaczona do technik abrazji „chondroplastyki”, tkanki chrzęstnej, kostnej oraz złogów wapiennych. Posiadają antypoślizgową, ergonomiczną oraz wyprofilowaną rączkę. Część dystalna jednostronnie ostra występuje o średnicy **4.0 mm**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Specjalnie zaprojektowana kiureta przeznaczona do technik abrazji „chondroplastyki”, tkanki chrzęstnej, kostnej oraz złogów wapiennych. Posiadają antypoślizgową, ergonomiczną oraz wyprofilowaną rączkę.

Dostępne wersje:

1. **okrągła** (891641140):

- **Kiureta wygięta** - część dystalna okrągła, ostra z jednej strony, średnica **4.0 mm**, długość robocza **65 mm**.

Dodatkowe akcesoria:

- kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi

Informacje:

Model: