

Kiureta łukowa

Opis produktu:

Kiureta przeznaczona do technik abrazji „chondroplastyki”, tkanki chrzęstnej, kostnej oraz złogów wapiennych. Posiadają antypoślizgową, ergonomiczną oraz wyprofilowaną rączkę. Część dystalna jednostronnie ostra, wygięta o średnicy **4.0 mm**.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kiureta przeznaczona do technik abrazji „chondroplastyki”, tkanki chrzęstnej, kostnej oraz złogów wapiennych. Posiadają antypoślizgową, ergonomiczną oraz wyprofilowaną rączkę.

Dostępne wersje:

1. łukowa (891641155):

- **Kiureta łukowa** - zakrzywiona jednostronnie, część dystalna okrągła, ostra z jednej strony, średnica **4.0 mm**, długość robocza **65 mm**.

Dodatkowe akcesoria:

- kosz do sterylizacji i przechowywania narzędzi

Informacje:

Model: