

Kleszczyki do łąkotki wkłęsłe i wg O'Connora

Opis produktu:

Kleszczyki do łąkotki wkłęsłe i wg O'Connora.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kleszczyki do łąkotki wkłęsłe i wg O'Connora.

Dostępne w dwóch wariantach:

1. Kleszczyki wkłęsłe (8403.00).
2. Kleszczyki do łąkotki wg O'Connora (8403.001).

Informacje:

Opcje produktu:

Kleszczyki do łąkotki: kleszczyki wkłęsłe, kleszczyki wg O'Connora