

Zaciskacz (kocher) do chwytania przeszczepu w czasie preparowania

Opis produktu:

Zaciskacz (kocher) do chwytania przeszczepu w czasie preparowania .

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zaciskacz (kocher) do chwytania przeszczepu w czasie preparowania .

Dostępne w dwóch wariantach:

1. Zaciskacz mały (kocher) (8 866 938).
2. Zaciskacz duży (kocher) (8 866 939).

Informacje:

Opcje produktu:

Zaciskacz kocher: zaciskacz duży, zaciskacz mały