

## Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji Mohican II



### Opis produktu:

**Mohican II** to zaawansowany system wsparcia dedykowany **osobom o znacznie ograniczonej mobilności**. Dzięki precyzyjnej **regulacji elektrycznej**, urządzenie skutecznie **niweluje bariery w obszarze pielęgnacji**, zapewniając pacjentowi godne warunki higieniczne, a opiekunowi ergonomiczną ochronę kręgosłupa.


Urządzenie stanowi kluczowe rozwiązanie w transferze **pacjenta na terenie placówki** oraz **realizacji procedur sanitarno-medycznych**. Specjalistyczna konstrukcja pozwala na bezpieczną eksploatację w strefach natryskowych, a **zdalne pozycjonowanie segmentów** za pomocą pilota gwarantuje optymalną pozycję terapeutyczną, eliminując konieczność ręcznego dźwigania pacjenta przez personel.

Kluczowe cechy:

180 kg Udźwig max IPX6 Wodoszczelność Pilot Sterowanie ułożeniem 360° Zwrotność

### Zdjęcia produktu:





## Szczegółowy opis produktu:

### Mohican II

## Maksymalne wsparcie dla opiekuna, pełne bezpieczeństwo dla pacjenta

Mobilne krzesło Mohican II pełni formę pomocniczą w transporcie oraz w przeprowadzaniu zabiegów higieniczno-toaletowych w opiece instytucjonalnej i domowej osób starszych, z niedowładem kończyn dolnych lub osób z innym rodzajem niesprawności, utrudniającym samodzielne dbanie o higienę.

Konstrukcja umożliwia bezpośredni wjazd pod prysznic, a intuicyjne sterowanie pilotem pozwala na optymalne ułożenie pacjenta, eliminując wysiłek fizyczny personelu przy podnoszeniu i pochylaniu.

180 kg Udźwig max IPX6 Wodoodporność Pilot Sterowanie ułożeniem

## Poznaj standard Mohican II

Zobacz, jak technologia wspiera opiekę w każdym ruchu

## Cechy charakterystyczne

- Elektryczna regulacja wysokości oraz odchylenia siedziska do przodu i do tyłu
- Podłokietniki z możliwością odchylenia, zapewniające wygodę oraz łatwiejszy dostęp do pacjenta
- Regulowany zagłówek, który zapewnia stabilność głowy dla większego komfortu pacjenta
- 4 podwójne kółka z hamulcem zapewniają bezpieczeństwo i wygodę użytkownika
- Demontowalne siedzisko ułatwia wykonywanie czynności sanitarnych
- Podnózek dla większego komfortu pacjenta

## Doskonałe wsparcie w opiece

Dzięki przemyślanej konstrukcji Mohican II, codzienne czynności higieniczne stają się prostsze i bezpieczniejsze zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego lub opiekunów domowych.

- Optymalizacja pracy personelu
- Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
- Pełna mobilność w wąskich pomieszczeniach

## MoHiCan II doskonale sprawdzi się w:

## Szpital

Idealne do intensywnego użytkowania na oddziałach. Wodoodporność IPX6 i łatwe do dezynfekcji demontowalne siedzisko spełniają rygorystyczne normy higieniczne, a elektryczna regulacja odciąża personel przy częstych zabiegach.

## Dom opieki

Zapewnia godność i komfort podopiecznym podczas codziennych rutyn toaletowych. Regulowany zagłówek i pasy (opcja) gwarantują bezpieczeństwo osobom o różnym stopniu sprawności, ułatwiając pracę opiekunom.

## Użytek prywatny

Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwy wjazd pod standardowy domowy prysznic. Intuicyjna obsługa pilotem pozwala rodzinie na bezpieczne i ergonomiczne przeprowadzanie zabiegów higienicznych w domu.

## Sanatorium

Sprawdzi się przy pacjentach kardiologicznych i ortopedycznych. Możliwość odchylenia siedziska do tyłu zapewnia relaksującą pozycję podczas mycia włosów, podnosząc standard zabiegów w strefach SPA/Rehab.

## Akcesoria dodatkowe

**Wymowany pojemnik** do zabiegów higienicznych toaletowych

**Pas stabilizacyjny do tułowia** pomaga utrzymać pacjenta w odpowiedniej pozycji

**Pas stabilizacyjny do nóg** zapewnia dodatkową ochronę i stabilizację

## Szybka wymiana i pełna kontrola zasilania

Krzesełko Mohican II zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej mobilności, dlatego system wymiany akumulatora jest intuicyjny i zajmuje zaledwie kilka sekund.

Zintegrowany wskaźnik LED na module zasilającym pozwala na błyskawiczne sprawdzenie poziomu naładowania bez konieczności uruchamiania pilota.

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

**Przeciągnij**, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawo przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

## Dane techniczne

Parametr	Wartość
Maksymalne obciążenie podnośnika [kg]:	180
Długość urządzenia [cm]:	87
Szerokość urządzenia [cm]:	67
Wysokość uchwytu (min. - maks.) [cm]:	102,2 - 131,5

Wysokość podnoszenia (min. - maks.) [cm]:	47,6 - 100,5
Wymiary siedziska [cm]:	42 x 43
Promień skrętu urządzenia [cm]:	55
Regulacja pochylenia [°]:	-5 do +26
Wysokość podnóżka [cm]:	11,2
Średnica kółek [cm]:	12,5
Masa podnośnika [kg]:	60
Stopień ochrony (wodoszczelność)	IPX6*

### \*Informacje dotyczące wodoodporności (klasa IPX6)

Krzeseł MoHiCan II posiada klasę wodoszczelności IPX6, co pozwala na bezpieczne użytkowanie go pod prysznicem pod następującymi warunkami:

- Ochrona części elektronicznych przy krótkotrwałym polewaniu wodą (maks. 3 minuty).
- Nie używać gorącej wody (ryzyko uszkodzenia uszczelek).
- **Kategorycznie zabrania się zanurzania krzeseł** w zbiornikach wodnych.

### Informacje:

Typ: Krzesło

Typ: Wózek

Typ: Mobilne

Obciążenie maksymalne [kg]: 180

### Model:

MoHiCan - wyjmowany pojemnik: -, Tak

MoHiCan - pas stabilizacyjny do tułowia: -, Tak

MoHiCan - pas stabilizacyjny do nóg : -, Tak