

Podwieszka do przemieszczania pacjenta LOW BACK

Opis produktu:

Podwieszka zapewnia dobre podparcie pod udami, jak również od miednicy po łopatki.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka zapewnia dobre podparcie pod udami, jak również od miednicy po łopatki. Stosowana do przemieszczania z pozycji siedzącej lub półsiedzącej. Podwieszka z obniżonym podparciem pleców, max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XXL, materiał poliestrowy.

Wymiary podwieszek

Informacje:

Sposób mocowania: Pętle

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: M