

Podwieszka do podnośnika pionizującego SLING ERGO MALE WALKING HARNESS



Opis produktu:

Podwieszka wspomagająca chodzenie dla mężczyzn, max. udźwig 180 kg, rozmiary od XXS do XL .

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka wspomagająca chodzenie dla mężczyzn, max. udźwig 180 kg, rozmiary od XXS do XL .

Wymiary podwieszek

Informacje:

Opcje produktu: