

Podwieszka do podnośnika pionizującego SLING ERGO STANDING



Opis produktu:

Podwieszka zapewnia dobre podparcie dolnej części pleców, dając użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa kiedy jest podnoszony i kiedy stoi.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka zapewnia dobre podparcie dolnej części pleców, dając użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa kiedy jest podnoszony i kiedy stoi. Przeznaczona jest dla osób z dobrą kontrolą górnej części ciała i z pewną funkcją kończyn dolnych. Przeznaczona do przemieszczania w pozycji siedzącej. Podwieszka zapinana w talii, max. udźwig 250 kg, rozmiary od S do XXL, materiał poliestrowy.

Wymiary podwieszek

Informacje:

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL, bariatryczna