



Pasta ścierna Everi do przygotowywania skóry

Opis produktu:

Pasta ścierna **EVERI** do przygotowywania skóry wrażliwej, butelka 160g.

Pasta ma właściwości odtłuszczające i jest przeznaczona do przygotowania skóry wrażliwej do zapisów **EMG, EEG, EP, EKG, Stress Test, Holter i Telemetrii**.

Gwarantuje niską impedancję i zwiększona przyczepność elektrod.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pasta ścierna EVERI do przygotowywania skóry

Pasta ścierna do przygotowywania skóry opracowane specjalnie w celu redukcji rezystancji skóry. Pasta wykorzystywana jest podczas przygotowań do badań EEG, EP, EMG, EKG, telemetrii oraz testów wysiłkowych.

Numer katalogowy	Nazwa	Opakowanie	Ilość
EVERI160	Pasta ścierna EVERI do przygotowywania skóry	Butelka 160g	1 szt.

Informacje:

Przeznaczenie: EMG
 Przeznaczenie: EEG
 Przeznaczenie: PSG
 Kategoria: Żele i preparaty
 Rodzaj preparatu: Ścierny
 Konsystencja: Pasta
 Pojemność: 160 gram
 Klasyfikacja: produkt medyczny

Model: