


Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Opis produktu:




Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych to wyrób medyczny wykorzystywany w fizjoterapii, kinezyterapii i rehabilitacji pourazowej. Projektowany z myślą o poprawie komfortu oraz ergonomii zabiegów, znajduje szerokie zastosowanie zarówno w pracy klinicznej, jak i profilaktyce domowej.

Kluczowe korzyści i zastosowanie:

- Precyzyjne podparcie i stabilizacja kończyn podczas terapii indywidualnej i ćwiczeń korekcyjnych.
- Komfort pacjenta i terapeuty podczas długich sesji masażu, terapii manualnej, czy ćwiczeń proprioceptywnych.
- Łatwe utrzymanie higieny - powierzchnia odporna na czyszczenie i środki dezynfekujące nie zawierające alkoholu (Velox Foam Extra).
- Standardowe wyposażenie placówek rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej oraz ośrodków odnowy biologicznej.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Klin - precyzyjne podparcie w rehabilitacji

Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych to niezbędny element wyposażenia gabinetów fizjoterapeutycznych, placówek rehabilitacyjnych oraz do użytku domowego. Wykonany z wysokiej jakości, twardej pianki poliuretanowej – jest wytrzymały, a jednocześnie nie ulega deformacjom nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Właściwości i przeznaczenie terapeutyczne

- Umożliwia prawidłowe pozycjonowanie i ułożenie ciała podczas zabiegów fizjoterapeutycznych, kinezyterapii i masażu medycznego.
- Zapewnia stopniowe podparcie i stabilizację przy ćwiczeniach korekcyjnych (m.in. w rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej oraz podczas masażu sportowego).
- Gwarantuje komfort pacjenta i ergonomię pracy terapeuty dzięki precyzyjnemu profilowi i możliwości doboru odpowiedniego rozmiaru do planowanych zabiegów.

Zastosowanie

- Kliniki rehabilitacji, gabinety fizjoterapii.
- Oddziały ortopedyczne, neurologiczne.
- Masaż klasyczny, sportowy, relaksacyjny.
- Ćwiczenia korekcyjne i kinezyterapia.
- Podparcie kręgosłupa, kończyn i stawów podczas zabiegów.
- Terapie pourazowe i okres rekonwalescencji.
- Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Tapicerka LUX - przewaga w praktyce

Każdy klin wykonany jest z tapicerki LUX, która łączy wysoką jakość, trwałość i komfort użytkowania:

- Struktura materiału - powierzchnia w 100% z poliuretanu, podkład 100% poliester.
- Wyjątkowa wytrzymałość - odporność na zadrapania i ścieranie, przystosowana do intensywnej eksploatacji.
- Łatwe utrzymanie higieny - powierzchnia odporna na czyszczenie i środki dezynfekujące nie zawierające alkoholu (Velox Foam Extra).
- Odporność na hydrolizę - zachowuje właściwości nawet w wilgotnym środowisku.
- Szeroka gama kolorystyczna: do wyboru aż 14 nowoczesnych kolorów (m.in. White, Beige, Sky, Blue, Cement, Olive Grey, Dark Brown, Black, Lima, Forest, Red, Bordeaux, Mostaza, Orange), co pozwala na dopasowanie produktu do wystroju każdego gabinetu lub preferencji

pacjenta.

Dane techniczne

Wymiary (szer. x dł. x wys.):	40 x 30 x 12 cm	50 x 35 x 20 cm	70 x 60 x 25 cm
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Informacje:

Kategoria: Kształtki

Typ: 2. Kształtki rehabilitacyjne

Model:

Kliny (szer. x dł. x wys.): 40 x 30 x 12 cm, 50 x 35 x 20 cm, 70 x 60 x 25 cm

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange