

Głowica do terapii ultradźwiękowej - GS-1 cm2/1 i 3,5 MHz

Opis produktu:

Głowica do terapii ultradźwiękowej – GS-1 cm2/1 oraz 3,5 MHz.

Głowica współpracuje z:

- Sonaris S
- Etius U
- Etius ULM
- PhysioGo 200A
- PhysioGo 300A
- PhysioGo 601C
- PhysioGo 701C
- PhysioGo 701I



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Głowica GS-1 cm2 1 i 3,5 MHz

Głowica do sonoterapii GS-1 cm2/1 i 3,5 MHz współpracuje ze sterownikami Sonaris, rodziną aparatów Etius i PhysioGo - dwuczęstotliwościowa 1 i 3,5 MHz. Głowica posiada możliwość pracy w dwóch częstotliwościach, z **aparaturami Etius oraz Sonaris M głowica pracuje jedynie w częstotliwości 1 MHz.**

Cechy głowicy:

- Wodoszczelne głowice
- Emisja ciągła/ impulsowa
- Kontrola przylegania czoła głowicy
- Kalibracja czułości głowicy według potrzeb

Głowica współpracuje z:

- Sonaris S
- Etius U
- Etius ULM
- PhysioGo 200A
- PhysioGo 300A
- PhysioGo 601C
- PhysioGo 701C
- PhysioGo 701I

Dane techniczne

Częstotliwość pracy	1 MHz i 3,5 MHz
Efektywna powierzchnia promieniowania	1 cm ²
Wymiary głowicy bez kabla przyłączeniowego	5,5 x 3,7 x 18,4 cm
Masa	0,8 kg

Informacje:

Model: