

Aplikator skanujący do laseroterapii typ PM2-SK2 R+IR 100/450 mW

Opis produktu:

Aplikator skanujący do laseroterapii typ PM2-SK2 R+IR 100/450 mW



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator skanujący do laseroterapii typ PM2-SK2 R+IR 100/ 450 mW

- Aplikator skanujący laserowy typ PM2-SK2 wyposażony jest w dwa źródła światła IR (podczerwone) – 450 mW i R (czerwone) – 100 mW.
- Pozwala na prowadzenie zabiegów laseroterapii na dużej powierzchni.
- Aplikator skanujący współpracuje zarówno z aparatem Polaris 2, Polaris HP S, Polaris HP M, wybranymi modelami aparatów Etius, i PhysioGo.
- Jest elementem zestawu do laseroterapii, w skład którego wchodzi sterownik Polaris 2 oraz opcjonalnie sondy laserowe (punktowe).

Główne cechy:

- wskaźnik sygnalizacji pracy
- duża moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu
- trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta
- automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy,

- wypełnienia, pola zabiegowego
- siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię
 - system jezdny z hamulcami
 - półka na sterownik i okulary

Dane techniczne:

Parametry laseroterapii	
długość fali	808 nm i 660 nm
maksymalna moc	450 mW i 100 mW
Parametry ogólne	
wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego	15,0 x 7,0 x 12,2 cm
powierzchnia zajmowana przez podstawę statywu	69,0 x 69,0 cm
regulacja wysokości ramienia	60,0 - 140,0 cm
kąt regulacji obrotu skanera	-90° - +90° w dwóch osiach
masa	1 kg
masa ze statywem	12,5 kg

Informacje:

Model: