

Prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800

Opis produktu:

Prysznicowy aplikator laserowy typu CL 1800, 660 nm 5x40 mW, 808 nm 4x400 mW - Prysznic laserowy



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Prysznicowy aplikator laserowy typu CL 1800, 660 nm 5x40 mW, 808 nm 4 x 400 mW - Prysznic laserowy

Aplikator prysznicowy posiada pięć źródeł światła czerwonego i cztery źródła promieniowania podczerwonego. "Prysznic" może pracować w trybie pracy z pojedynczym źródłem promieniowania lub w kłastrach. Do pracy z aplikatorem prysznicowym opracowane zostały specjalne sekwencje zabiegowe wykorzystujące jednoczesną stymulację światłem podczerwonym i czerwonym w liczbie 55.

Współpracuje z aparatami:

- Polaris HP S/M,
- Polaris 2,
- Etius ULM,
- Etius LM,
- PhysioGo 400C, 500, 601C, 701I, 701C,
- PhysioGo.Lite LASER

Główne cechy:

- Wskaźnik sygnalizacji pracy
- Możliwość pracy w różnych trybach: klaser R 5 x 40 mW, klaser R+IR 5 x 40 mW + 4 x x400 mW

Informacje:

Model: