



Sonda do laseroterapii R 80 mW/ 660 nm

Opis produktu:

Sonda laserowa punktowa światła czerwonego R 80 mW/ 660 nm do współpracy z aparatami do laseroterapii firmy Astar

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Sonda laserowa punktowa światła czerwonego R 80 mW/ 660 nm

Sonda laserowa punktowa światła czerwonego R 80 mW/ 660 nm przeznaczona do współpracy z aparatami:

- Polaris HP S/M,
- Polaris 2,
- Etius ULM,
- Etius LM,
- PhysioGo 400C, 500, 601C, 701I, 701C,
- PhysioGo.Lite LASER

Główne cechy:

- Wskaźnik sygnalizacji pracy
- Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych

Parametry laseroterapii	
długość fali	660 nm
maksymalna moc	80 mW
Parametry ogólne	
wymiary sondy bez kabla przyłączeniowego	Ø 1,95 x 16,3 cm
masa	0,5 kg

Informacje:**Model:**