



Sonda do laseroterapii IR 400 mW/808 nm

Opis produktu:

Sonda do laseroterapii punktowa światła podczerwonego (IR) 400 mW/ 808 nm

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Sonda do laseroterapii IR 400 mW/808 nm

Sonda laserowa punktowa światła podczerwonego IR 400 mW/ 808 nm przeznaczona do współpracy z aparatami:

- Polaris HP S/M,
- Polaris 2,
- Etius ULM,
- Etius LM,
- PhysioGo 400C, 500, 601C, 701I, 701C,
- PhysioGo.Lite LASER

Główne cechy:

- Wskaźnik sygnalizacji pracy
- Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych

Parametry laseroterapii	
długość fali	808 nm
maksymalna moc	400 mW
Parametry ogólne	
wymiary sondy bez kabla przyłączeniowego	Ø 1,95 x 16,3 cm
masa	0,5 kg

Informacje:**Model:**